



PRODIMED CRITICAL CARE

6, rue Louis Armand
95130 LE PLESSIS BOUCHARD

Service Clients

Tél. : +33 (0)1 44 95 17 00

Fax : +33 (0)1 44 95 14 90

Email : serviceclients@ccdlab.com

www.prodimed.com

Dispositifs médicaux de classe IIa stériles - CE0459 - Fabricant : PRODIMED
Lire attentivement les instructions sur l'étiquetage.
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l'emballage.
Ne pas utiliser si l'emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.
Emballage pelable en sachet - Sans latex - Dispositifs médicaux à usage unique.

Brochure Microdard - 01/21 - SAP : 3000381
Document réservé aux professionnels de santé.



PRODIMED
CRITICAL CARE

MICRODARD®

Aiguille pour
ponction d'ascite

Aiguille pour
introduction de cathéter,
de guide ou de sonde

MICRODARD® - Ponction d'ascite

Indication :

Ascite

L'ascite correspond à l'accumulation de liquide dans l'abdomen ou la cavité péritonéale.

De quantité variable, elle peut être détectée à l'échographie lorsqu'elle est de faible abondance. En revanche, lorsque l'épanchement est important, une augmentation du volume de l'abdomen est constatée.

Ponction d'ascite

La ponction d'ascite correspond à l'introduction d'un trocart dans la cavité péritonéale, entre les deux feuillets viscéral et pariétal, afin de prélever ou d'évacuer ce liquide. Cette technique peut être réalisée pour préciser un diagnostic (définition de la cause de l'épanchement ou recherche d'une infection dans le liquide).

Dans le cas où l'ascite est abondante, la ponction est prescrite pour des visées thérapeutiques afin de décompresser l'abdomen et soulager le patient.



Pour commander :

25 unités

Référence de commande	Référence interne	AIGUILLE	MANDRIN
		Ø mm (G) Long mm	Fr mm
6837.10	7003490	1,42 mm (17G) 70 mm	3 (1,0)

Composition du set

- 1 Aiguille-trocart à triple biseau
- 1 Aiguille de prélèvement muni de deux orifices latéraux
- 1 Capuchon pour associer l'aiguille-trocart et l'aiguille de prélèvement

Les avantages

- Facile d'utilisation
- Pas de risque de plicature
- Aiguille-trocart à triple biseau permettant un passage sans difficulté à travers les tissus
- Aiguille de prélèvement avec deux orifices permettant le drainage
- Extrémité Luer-Lock

MICRODARD® - Aiguille pour introduction de cathéter, de guide ou de sonde

Indication :

- Pose de cathéter
- Pose de guide
- Pose de sonde

Composition

- 1 Aiguille biseauté en inox médical



Pour commander :

25 unités

Référence de commande	Référence interne	AIGUILLE	CATHÉTER OU SONDE
		Ø mm (G) Long mm	Fr mm
1915.10	7003152	1,42 mm (17G) 55 mm	3 (1,0)
1917.20	7003154	2,42 mm (13G) 70 mm	6 (2,0)



Pour commander :

25 unités

Référence de commande	Référence interne	AIGUILLE	GUIDE
		Ø mm (G) Long mm	" inch
1938.10	7003156	1,42 mm (17G) 75 mm	0.032 - 0.035 0.038 "