

PROLONGATEUR BIOTUB[®]


Coextrudé

Stérile/Usage unique

Le Prolongateur Biotub[®] coextrudé PVC/PE présente les avantages suivants :

- Absence de réaction contenant / contenu :
 - 0% d'effet de relargage,
 - 0% d'effet d'adsorption,
 - 0% d'effet d'absorption,
 - 0% d'effet de perméation.
- Alliance de l'inertie chimique du polyéthylène à la souplesse mécanique du polychlorure de vinyle.

Nature des composants :



- Connexions mâle luer lock et femelle luer lock : polycarbonate,
- Emballage pelable.

Mode de stérilisation : ETO – Péréemption 5 ans.

Prolongateurs Biotub Mâle luer lock / Femelle luer lock ϕ int 2 mm (boîte de 20 unités) :

Références	Long. cm	VM ml
1821 220	25	0.77
1822 220	50	1.55
1824 220	100	3.10
1826 220	150	4.65
1828 220	200	6.20

CE
0120

Division PLASTIMED

3, Rue Louis Armand
95130 Le Plessis-Bouchard

Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

PRODiMED

FT7 – Edition n°3 – septembre 2008