


# CANULE DE LAVAGE RÉNAL

Stérile/Usage unique

Dispositif spécifique au CH Nancy pour l'entretien des greffons entre le prélèvement et la réimplantation.



#### Nature des composants :

- Tube PVC
- Raccord femelle luer lock en PVC

**Mode de stérilisation :** ETO – Péréemption 5 ans.

Référence	Tube	
	Long. cm	φ ext .mm
NAN 915 101	7 23	6 2

Boîte de 20 unités.



Division PLASTIMED  
3, Rue Louis Armand  
95130 Le Plessis-Bouchard  
Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

# PRODiMED