

# Sondes pour alimentation

Stérile/Usage unique

## Sonde de jéjunostomie :

### Nature des composants :

- 2 trocars
  - 1<sup>er</sup> destiné à l'introduction dans l'anse jéjunale
  - 2<sup>ème</sup> destiné à passer dans la paroi abdominale
- 1 cathéter en polyéthylène ORX ouvert et perforé sur 10cm
- 2 raccords coniques

**Mode de stérilisation :** ETO – Péréemption 5 ans.

| Référence | cathéter  |   |          | aiguille  |    |          |
|-----------|-----------|---|----------|-----------|----|----------|
|           | Ø ext. mm | F | Long. cm | Ø ext .mm | G  | Long. mm |
| 7125 27   | 2,7       | 8 | 50       | 2,92      | 11 | 75       |

Emballage pelable (Boîte de 10 unités)

## Enterofeed :

Introduction dans le jejunum par la canal opérateur de l'endoscope (Ø 2,7 ou 2,8mm). Pour la mise en place, utiliser un guide Ø .035" x 2,60m.

### Nature des composants :

- 1 cathéter en polyuréthane ORX
- 1 raccord amovible

**Mode de stérilisation :** ETO – Péréemption 5 ans.

| Référence | cathéter  |   |          |
|-----------|-----------|---|----------|
|           | Ø ext. mm | F | Long. cm |
| 71525 23  | 2,3       | 7 | 250      |

Emballage pelable (Boîte de 5 unités)



Division PLASTIMED

3, Rue Louis Armand

95130 Le Plessis-Bouchard

Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

# PRODiMED