

HEMOFLEX

Stérile / Usage unique

Système composé d'un dilateur et d'une gaine comprenant deux orifices latéraux, une embase munie d'une zone de clampage et d'un clamp, pour cathétérisme d'urgence de gros vaisseaux (hémodialyse, hémofiltration, transfusion).



Nature des composants :

- 1 aiguille de ponction en acier inoxydable avec une embase en polyoléfines
- 1 dilateur en polyéthylène avec une embase en polypropylène
- 1 gaine en polyuréthane radio-opaque avec embase à ailette et clamp sur l'extension
- 1 embase intermédiaire avec ailettes de fixation en PUR
- 1 guide métallique spiralé droit flexible

Mode de stérilisation : ETO

Péremption : 5 ans

Références	Gaine PUR				Débit ml/min	Guide souple		Aiguille		
	Long. cm	Ø ext. F	Ø int. mm	Ø int. F		Ø ext. mm	long. mm	Ø ext. mm	G	Long. mm
66311 27	11	10	2,7	8	560	0,90	440	1,42	17	75
66313 27	13	10	2,7	8	550	0,90	440	1,42	17	75
66318 27	18	10	2,7	8	530	0,90	440	1,42	17	75

Emballage pelable boîte de 20 unités



Division PLASTIMED
3, Rue Louis Armand
95130 Le Plessis-Bouchard
Tél : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

PRODiMED

FT51 - Édition N°2 – Septembre 2009 – page 1/2

NB : Modification de la taille des aiguilles et des guides. Les modifications apparaissent en gras dans le tableau ci-dessus (au fur et à mesure de la mise en œuvre). L'ensemble des modifications (faites et à venir) est indiqué dans le tableau ci-dessous, par référence.

Référence	Aiguille			Guide	
	Ø ext (mm)	Gauge	Long. (mm)	Ø ext (mm)	Long. (mm)
66311 27	1.24	18	70	0.89	440
66313 27	1.24	18	70	0.89	440
66318 27	1.24	18	70	0.89	440